

ProCare Med 13 PRE - 500 ml

Pianka do wstępnej obróbki, łagodnie zasadowa, 500 ml
do ręcznej obróbki wstępnej, enzymatycznej.



- Obróbka wstępna zapobiega przywieraniu zabrudzeń
- Poprawione możliwości spłukiwania dzięki zapobieganiu wyschnięciu
- Poprawa maszynowego przygotowywania narzędzi
- Wysoka ochrona materiałowa
- Opakowanie nad. się do recyklingu, w tym zamknięcie i etykieta

EAN: 7612594300089 / Numer materiału: 12089710 /
Stary numer materiału: 6980M0271V4

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Zastosowania	
Usuwanie krwi	Bardzo dobrze
Usuwanie resztek organicznych	Bardzo dobrze
Usuwanie resztek kultur tkankowych i komórkowych	Bardzo dobrze
Usuwanie śluzu z narzędzi medycznych	Sehr gut
Zmniejsza przywieranie zabrudzeń do powierzchni	Sehr gut
Zalecenia dotyczące dozowania	
Wartość pH aplikowanego roztworu	8,0-9,0
Główne obszary zastosowań	
Medycyna ogólna	•
Chirurgia	•
Dermatologia	•
Ginekologia	•
Laryngologia	•
Urologia	•
Cechy produktu	
Rodzaj mediów	Pianka do wstępnej obróbki
Składniki	Enzymy, Środek konserwujący, Metyloizotiazolinon, Tensydy, Tensydy niejonowe
Minimalna temperatura przechowywania w °C	5
Maksymalna temperatura przechowywania w °C	25
Do stali szlachetnej	•
Do aluminium	•
Do aluminium nieeloksowanego	•
Zapobiega korozji	•
Ochrona materiałowa	•
Bez fosfatów	•
Bardzo dobra spłukiwalność	•
Do narzędzi standardowych	•
Do metali kolorowych	•
Do aluminium anodyzowanego	•
Do ręcznego przygotowywania narzędzi i przyborów	•
Do termostabilnych, inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych wielokrotnego użytku	•
Do narzędzi chirurgicznych	•
Do przenoszenia z miejsca stosowania do miejsca przygotowywania	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	187
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	67
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	67
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	67
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	67
Ciężar brutto w kg	1
Wielkość napełnienia w ml	500

ProCare Med 13 PRE - 500 ml

Pianka do wstępnej obróbki, łagodnie zasadowa, 500 ml
do ręcznej obróbki wstępnej, enzymatycznej.

EAN: 7612594300089 / Numer materiału: 12089710 /
Stary numer materiału: 6980M0271V4

Deklaracje zgodności, znaki certyfikacyjne

CE

