

ProCare Med 10 A - 5 l

Uniwersalny środek do czyszczenia, alkaliczny, 5 l
do maszynowego przygotowywania narzędzi i przyborów.



- Uniwersalne zastosowanie z doskonałą wydajnością czyszczenia
- Do usuwania organicznych/ nieorganicznych pozostałości
- Idealne rozw. w przypadku pozostałości krwi, tkanek i białek
- Opakowanie nad. się do recyklingu, w tym zamknięcie i etykieta

EAN: 7612594300119 / Numer materiału: 12089720 /

Stary numer materiału: 6980M0311V4

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Zastosowania	
Usuwanie krwi	Bardzo dobrze
Usuwanie białka	Bardzo dobrze
Usuwanie resztek organicznych	Bardzo dobrze
Usuwanie zabrudzeń nieorganicznych i organicznych	Bardzo dobrze
Usuwanie resztek kultur tkankowych i komórkowych	Bardzo dobrze
Zalecenia dotyczące dozowania	
Wartość pH aplikowanego roztworu	11,2-11,5
Główne obszary zastosowań	
Medycyna ogólna	•
Chirurgia	•
Dermatologia	•
Ginekologia	•
Laryngologia	•
Okulistyka	•
Urologia	•
Cechy produktu	
Rodzaj mediów	Detergent alkaliczny
Forma agregatu	Koncentrat w płynie
Składniki	Alkalia, Sekwestrant (bez fosfatu), Inhibitory korozji, Fosfat, Silikaty
Minimalna temperatura przechowywania w °C	5
Maksymalna temperatura przechowywania w °C	25
Do stali szlachetnej	•
Do ceramiki	•
Nie do eloksalowanego aluminium	•
Nie do metali kolorowych	•
Dobre możliwości czyszczenia	•
Ochrona materiałowa	•
Bez tensydów	•
Różnorodne zastosowania	•
Do narzędzi standardowych	•
Nie do nieeloksalowanego aluminium	•
Do maszynowego przygotowywania narzędzi i przyborów	•
Do termostabilnych, inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych wielokrotnego użytku	•
Do narzędzi chirurgicznych	•
Do narzędzi mikrochirurgicznych	•
Do narzędzi MIS	•
Do urządzeń anestezyjologicznych	•
Do respiratorów	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	214
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	143
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	246
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	214

ProCare Med 10 A - 5 l

Uniwersalny środek do czyszczenia, alkaliczny, 5 l
do maszynowego przygotowywania narzędzi i przyborów.



EAN: 7612594300119 / Numer materiału: 12089720 /

Stary numer materiału: 6980M0311V4

Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	143
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	246
Ciężar brutto w kg	8
Wielkość napełnienia w ml	5000
Deklaracje zgodności, znaki certyfikacyjne	
CE	•