

ProCare Med 10 MA - 1 l [Typ 2]

Uniwersalny środek do czyszczenia, lekko alkaliczny, 1 l

z szeroką szyjką, do optym. przygotowania narzędzi standardowych i napędowych.



- Silny i jednocześnie bezpieczny dla materiału środek czyszczący
- Do wszystkich rodzajów narzędzi
- Specjalnie wyselekcjonowane, wysokiej jakości składniki
- Niskopieniący, wolny od substancji zapachowych i barwników
- Opakowanie nad. się do recyklingu, w tym zamknięcie i etykieta

EAN: 7612594300140 / Numer materiału: 12089730 /

Stary numer materiału: 6980M0481V4

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Zastosowania	
Usuwanie krwi	Bardzo dobrze
Usuwanie resztek organicznych	Bardzo dobrze
Usuwanie resztek kultur tkankowych i komórkowych	Bardzo dobrze
Usuwanie śluzu z narzędzi medycznych	Sehr gut
Zmniejsza przywieranie zabrudzeń do powierzchni	Sehr gut
Zalecenia dotyczące dozowania	
Duży otwór na lancę ssącą	•
Wartość pH aplikowanego roztworu	10,0
Główne obszary zastosowań	
Medycyna ogólna	•
Chirurgia	•
Dermatologia	•
Ginekologia	•
Laryngologia	•
Okulistyka	•
Urologia	•
Cechy produktu	
Rodzaj mediów	Łagodnie alkaliczny Detergent
Forma agregatu	Koncentrat w płynie
Składniki	Enzymy, Sekwestrant (bez fosfatu), Środek konserwujący, Fosfat, Tensydy, Tensydy niejonowe
Minimalna temperatura przechowywania w °C	5
Maksymalna temperatura przechowywania w °C	25
Do stali szlachetnej	•
Do aluminium	•
Do aluminium nieeloksowanego	•
Do ceramiki	•
Dobre możliwości czyszczenia	•
Ochrona materiałowa	•
Różnorodne zastosowania	•
Wysoka ochrona materiałowa	•
Bardzo dobra tolerancja materiałowa	•
Do wrażliwych materiałów	•
Do narzędzi standardowych	•
Do metali kolorowych	•
Do aluminium anodowanego	•
Do maszynowego przygotowywania narzędzi i przyborów	•
Do termostabilnych, inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych wielokrotnego użytku	•
Do narzędzi chirurgicznych	•
Do narzędzi mikrochirurgicznych	•
Do narzędzi MIS	•
Do urządzeń anestezjologicznych	•

ProCare Med 10 MA - 1 l [Typ 2]

Uniwersalny środek do czyszczenia, lekko alkaliczny, 1 l

z szeroką szyjką, do optym. przygotowania narzędzi standardowych i napędowych.



EAN: 7612594300140 / Numer materiału: 12089730 /

Stary numer materiału: 6980M0481V4

Do respiratorów	•
Do przyborów oddziałowych	•
Do pojemników sterylizacyjnych z aluminium	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	244
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	83
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	83
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	244
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	83
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	83
Ciężar brutto w kg	1
Wielkość napełnienia w ml	1000
Deklaracje zgodności, znaki certyfikacyjne	
CE	•