

ProCare Med 10 MA - 5 l

Uniwersalny środek do czyszczenia, lekko alkaliczny, 5 l do maszynowego przygotowywania narzędzi chirurgicznych.



- Silny i jednocześnie bezpieczny dla materiału środek czyszczący
- Do wszystkich rodzajów narzędzi
- Specjalnie wyselekcjonowane, wysokiej jakości składniki
- Niskopieniący, wolny od substancji zapachowych i barwników
- Opakowanie nad. się do recyklingu, w tym zamknięcie i etykieta

EAN: 7612594300157 / Numer materiału: 12090350 /
Stary numer materiału: 6980M0411V4

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Zastosowania	
Usuwanie krwi	Bardzo dobrze
Usuwanie resztek organicznych	Bardzo dobrze
Usuwanie resztek kultur tkankowych i komórkowych	Bardzo dobrze
Usuwanie śluzu z narzędzi medycznych	Sehr gut
Zmniejsza przywieranie zabrudzeń do powierzchni	Sehr gut
Zalecenia dotyczące dozowania	
Wartość pH aplikowanego roztworu	10,0
Główne obszary zastosowań	
Medycyna ogólna	•
Chirurgia	•
Dermatologia	•
Ginekologia	•
Laryngologia	•
Okulistyka	•
Urologia	•
Cechy produktu	
Rodzaj mediów	Łagodnie alkaliczny Detergent
Forma agregatu	Koncentrat w płynie
Składniki	Enzymy, Sekwestrant (bez fosfatu), Środek konserwujący, Fosfat, Tensydy, Tensydy niejonowe
Minimalna temperatura przechowywania w °C	5
Maksymalna temperatura przechowywania w °C	25
Do stali szlachetnej	•
Do aluminium	•
Do aluminium nieeloksowanego	•
Do ceramiki	•
Dobre możliwości czyszczenia	•
Ochrona materiałowa	•
Różnorodne zastosowania	•
Wysoka ochrona materiałowa	•
Bardzo dobra tolerancja materiałowa	•
Do wrażliwych materiałów	•
Do narzędzi standardowych	•
Do metali kolorowych	•
Do aluminium anodowanego	•
Do maszynowego przygotowywania narzędzi i przyborów	•
Do termostabilnych, inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych wielokrotnego użytku	•
Do narzędzi chirurgicznych	•
Do narzędzi mikrochirurgicznych	•
Do narzędzi MIS	•
Do urządzeń anestetycznych	•
Do respiratorów	•

ProCare Med 10 MA - 5 l

Uniwersalny środek do czyszczenia, lekko alkaliczny, 5 l
do maszynowego przygotowywania narzędzi chirurgicznych.



EAN: 7612594300157 / Numer materiału: 12090350 /

Stary numer materiału: 6980M0411V4

Do przyborów oddziałowych

•

Do pojemników sterylizacyjnych z aluminium

•

Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm

214

Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm

143

Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm

246

Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm

214

Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm

143

Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm

246

Ciężar brutto w kg

6

Wielkość napełnienia w ml

5000

Deklaracje zgodności, znaki certyfikacyjne

CE

•