

ProCare Med 30 C - 1 l [Typ 2]

Środek neutralizujący, kwasowy, 1 l

z szeroką szyjką, do optymalnej neutralizacji na bazie kwasu organicznego.



- Łagodny śr. neutralizujący do usuwania pozostałości alkalicznych
- Wysoka ochrona materiałowa, bez substancji pow. czynnych
- Możliwość optymalnego łączenia ze śr. czyszcz. ProCare Med 10 MA
- Możliwość łączenia z lancami doz. Miele dzięki szer. szyjce butelki
- Opakowanie nad. się do recyklingu, w tym zamknięcie i etykieta

EAN: 7612594300201 / Numer materiału: 12090380 /

Stary numer materiału: 6980M0581V4

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Zastosowania	
Delikatnie usuwa zasadowe pozostałości z narzędzi i przyborów przeznaczonych do przygotowywania	Sehr gut
Zalecenia dotyczące dozowania	
Zalecenia dotyczące dozowania na cykl mycia	1-3 ml/l (0,1-0,3 %)
Duży otwór na lancę ssącą	•
Wartość pH aplikowanego roztworu	2,6
Główne obszary zastosowań	
Medycyna ogólna	•
Chirurgia	•
Dermatologia	•
Ginekologia	•
Laryngologia	•
Okulistyka	•
Urologia	•
Cechy produktu	
Rodzaj mediów	Kwaśny środek neutralizujący
Forma agregatu	Koncentrat w płynie
Składniki	Kwasy organiczne
Minimalna temperatura przechowywania w °C	5
Maksymalna temperatura przechowywania w °C	25
Do stali szlachetnej	•
Do aluminium	•
Do aluminium nieeloksowanego	•
Do ceramiki	•
Pozwala na uniknięcie osadów kamienia i chroni ładunek	•
Bez tensydów	•
Resztki alkaliczne przeniesione z neutralizacji	•
Zapobieganie osadzeniu kamienia w komorze mycia	•
Do narzędzi standardowych	•
Do aluminium anodowanego	•
Do neutralizacji nieeloksowanego aluminium	•
Do maszynowego przygotowywania narzędzi i przyborów	•
Do termostabilnych, inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych wielokrotnego użytku	•
Do narzędzi chirurgicznych	•
Do narzędzi mikrochirurgicznych	•
Do urządzeń anestetycznych	•
Do respiratorów	•
Do przyborów oddziałowych	•
Do pojemników sterylizacyjnych z aluminium	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	244
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	83
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	83
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	244

ProCare Med 30 C - 1 l [Typ 2]

Środek neutralizujący, kwasowy, 1 l

z szeroką szyjką, do optymalnej neutralizacji na bazie kwasu organicznego.



EAN: 7612594300201 / Numer materiału: 12090380 /

Stary numer materiału: 6980M0581V4

Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	83
--	----

Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	83
--	----

Ciężar brutto w kg	1
--------------------	---

Wielkość napełnienia w ml	1000
---------------------------	------

Deklaracje zgodności, znaki certyfikacyjne	
---	--

CE

•