

ProCare Med 40 - 1 l [Typ 1]

Nabłyszczacz, neutralny, 1 l

do spłukiwania narzędzi i utensyliów, biokompatybilny.



- Znacząco krótszy czas schnięcia przy mniejszym zaplamieniu
- Czyste płukanie dzięki obniżeniu napięcia powierzchniowego
- Łatwiejsze dozowanie dzięki precyzyjnemu śr. uł. nalewanie
- Opakowanie nad. się do recyklingu, w tym zamknięcie i etykieta

EAN: 7612594300317 / Numer materiału: 12091610 /

Stary numer materiału: 6980M0701V4

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Zalecenia dotyczące dozowania</b>	
Zalecenia dotyczące dozowania na cykl mycia	0,3–1 ml/l
Zalecenia dotyczące dozowania (na cykl mycia)	0,3–1 ml/l
Wartość pH przy 20 °C	7,0
Mały otwór pomocniczy do wylewania	•
<b>Cechy produktu</b>	
Rodzaj mediów	Nabłyszczacz
Forma agregatu	Koncentrat w płynie
Składniki	Środek konserwujący, Kwasy organiczne, Surfaktanty, Niejonowe środki powierzchniowo czynne
Minimalna temperatura przechowywania w °C	5
Maksymalna temperatura przechowywania w °C	25
<b>Główne obszary zastosowań</b>	
Medycyna ogólna	•
Chirurgia	•
Dermatologia	•
Ginekologia	•
Laryngologia	•
<b>Cechy produktu</b>	
Rodzaj mediów	Nabłyszczacz
Forma agregatu	Koncentrat w płynie
Składniki	Środek konserwujący, Kwasy organiczne, Surfaktanty, Niejonowe środki powierzchniowo czynne
Minimalna temperatura przechowywania w °C	5
Maksymalna temperatura przechowywania w °C	25
Do stali szlachetnej	•
Do aluminium	•
Do aluminium nieeloksalowanego	•
Do ceramiki	•
Poprawia i skraca suszenie	•
Bardzo dobra spłukiwalność	•
Do narzędzi standardowych	•
Do aluminium anodyzowanego	•
Do maszynowego przygotowywania narzędzi i przyborów	•
Do termostabilnych, inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych wielokrotnego użytku	•
Do narzędzi chirurgicznych	•
Do narzędzi mikrochirurgicznych	•
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	84,50

ProCare Med 40 - 1 l [Typ 1]

Nabłyszczacz, neutralny, 1 l

do spłukiwania narzędzi i utensyliów, biokompatybilny.



EAN: 7612594300317 / Numer materiału: 12091610 /

Stary numer materiału: 6980M0701V4

<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	217
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	85
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	85
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	250
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	85
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	85
Ciężar brutto w kg	1
Wielkość napełnienia w ml	1000
<b>Deklaracje zgodności, znaki certyfikacyjne</b>	
CE	•
Zgodność GHS/CLP	•