

WA SP 1501 L

Sport 1,5 l

idealny do odzieży sportowej i funkcyjnej.

EAN: 4002516600268 / Numer materiału: 12111990 /  
Stary numer materiału: 11997255EU5



- Higieniczna czystość i długotrwała świeżość
- Zachowuje oddychalność tekstyliów
- Neutralizuje nieprzyjemne zapachy
- Pielęgnuje włókna, nadając odzieży trwałość i utrzymując fason
- Opakowanie w 100% z przetw. tw. sztucz. – w trosce o środowisko
- Biodegradowalne opakowanie. Sprawdzone przez zewnętrzny instytut