

CM 6560 MilkPerfection

Wolnostojący ekspres do kawy

z WiFiConn@ct, wysokiej jakości pojemnikiem na mleko i różnymi specj. kawowymi.



- Kremowa pianka z mleka dla różnorodnych kawowych przysmaków
- Perfekcyjne rezultaty i intensywny aromat kawy – AromaticSystem
- Równoczesne przygotow. przy pomocy przycisku – OneTouch for Two
- Komfortowe czyszczenie za pomocą specjalnych programów
- Najprostsza komunikacja z urządzeniem – WiFiConn@ct

EAN: 4002516598251 / Numer materiału: 12131230 / Stary numer materiału: 29656013PL

Konstrukcja	
Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą	•
Kolor	ObsidianBlack PearlFinish
Pełnia smaku	
AromaticSystem	•
Funkcja OneTouch	•
Funkcja OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Programowalne profile użytkowników	8
Zachowujący aromat młynek żarnowy	•
Ustawianie stopnia mielenia	•
Możliwość zastosowania innego rodzaju kawy w formie kawy mielonej	•
Programowanie mielonej ilości	•
Programowanie ilości wody	•
Programowanie temperatury wody	•
Programowanie ilości mleka	•
Programowanie ilości pianki z mleka	•
Programowanie zaparzania wstępnego	•
TeaTimer	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	DirectSensor
Bezstopniowe przestawianie wylotu napoju na wysokość min. w cm	8,0
Bezstopniowe przestawianie wylotu napoju na wysokość maks. w cm	14,0
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Tryb zaawansowany	•
Podgrzewana półka na filiżanki	•
MultiLingua	•
Liczba rodzajów ziaren kawy	1
Liczba pojemników na ziarno kawy	1
Pojemność pojemnika na ziarna kawy A w g	300
Łączna pojemność pojemników na ziarna kawy w g	300
Pojemność pojemnika na wodę w l	1,8
Pojemność pojemnika na mleko w l	0,7
Pojemność pojemnika na resztki kawy w sztukach	10
Pojemność tacki ociekacza w l	0,8
Łatwy dostęp do zasobnika	•
Programowanie czasu czuwania	•
Indywidualne ustawienia	•
Rodzaje napojów	
Możliwość wyboru ilości napojów w ml	20-300
Ristretto pojedyncze	•
Ristretto podwójne	•
Espresso pojedyncze	•
Espresso podwójne	•
Kawa pojedyncza	•
Kawa podwójna	•

CM 6560 MilkPerfection

Wolnostojący ekspres do kawy

z WiFiConn@ct, wysokiej jakości pojemnikiem na mleko i różnymi specj. kawowymi.



EAN: 4002516598251 / Numer materiału: 12131230 / Stary numer materiału: 29656013PL

Kawa duża pojedyncza	•
Kawa duża podwójna	•
Cappuccino pojedyncze	•
Cappuccino podwójne	•
Latte Macchiato pojedyncze	•
Latte Macchiato podwójne	•
Gorące mleko pojedyncze	•
Gorące mleko podwójne	•
Pianka mleczna pojedyncza	•
Pianka mleczna podwójna	•
Espresso Macchiato pojedyncze	•
Espresso Macchiato podwójne	•
Cappuccino Italiano pojedyncze	•
Cappuccino Italiano podwójne	•
Flat white pojedyncze	•
Flat white podwójne	•
Café au lait pojedyncze	•
Café au lait podwójne	•
Caffè Latte pojedyncze	•
Caffè Latte podwójne	•
Ciepła woda pojedyncza	•
Gorąca woda pojedyncza	•
Herbata czarna pojedyncza	•
Herbata ziołowa pojedyncza	•
Herbata owocowa pojedyncza	•
Herbata zielona pojedyncza	•
Herbata biała pojedyncza	•
Herbata japońska pojedyncza	•
Dzbanek kawy	•
Efektywność i ekologia	
Dostępny energooszczędny tryb Eco	•
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	0,1
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	0,5
Komfort pielęgnacji	
Ręczne odkamienianie	•
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego z pojemnika na wodę	•
Komfortowe programy czyszczące	•
Funkcja automatycznego płukania	•
ComfortClean	•
Wymowany przewód mlekowy	•
Wymowany zaparacz	•
Możliwość ustawienia twardości wody	•
Dane techniczne	
Szerokość urządzenia w mm	251
Wysokość urządzenia w mm	359
Głębokość urządzenia w mm	427
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	1,45
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1

CM 6560 MilkPerfection

Wolnostojący ekspres do kawy

z WiFiConn@ct, wysokiej jakości pojemnikiem na mleko i różnymi specj. kawowymi.