

CM 5315 Active

Wolnostojący ekspres do kawy

z funkcją OneTouch for Two dla pełnej przyjemności picia kawy.



- Równoczesne przygotow. przy pomocy przycisku – OneTouch for Two
- Perfekcyjne rezultaty i intensywny aromat kawy – AromaticSystem
- Kremowa pianka z mleka dla różnorodnych kawowych przysmaków
- Komfortowe czyszczenie za pomocą specjalnych programów
- Szybko i komfortowo – dla dużych ilości – funkcja dzbanka

EAN: 4002516599319 / Numer materiału: 12134730 / Stary numer materiału: 29531510PL

Konstrukcja	
Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą	•
Kolor	GraphitGrey
Pełnia smaku	
AromaticSystem	•
Funkcja OneTouch	•
Funkcja OneTouch for Two	•
Zachowujący aromat młynek żarnowy	•
Ustawianie stopnia mielenia	•
Możliwość zastosowania innego rodzaju kawy w formie kawy mielonej	•
Programowanie mielonej ilości	•
Programowanie ilości wody	•
Programowanie temperatury wody	•
Programowanie ilości mleka	•
Programowanie ilości pianki z mleka	•
Programowanie zaparzania wstępnego	•
Komfort obsługi	
Wyświetlacz	DirectSensor
Bezstopniowe przestawianie wylotu napoju na wysokość min. w cm	8,0
Bezstopniowe przestawianie wylotu napoju na wysokość maks. w cm	13,5
Multilingua	•
Liczba rodzajów ziaren kawy	1
Liczba pojemników na ziarno kawy	1
Pojemność pojemnika na ziarna kawy A w g	200
Łączna pojemność pojemników na ziarna kawy w g	200
Pojemność pojemnika na wodę w l	1,3
Pojemność pojemnika na resztki kawy w sztukach	7
Pojemność tacki ociekacza w l	0,8
Łatwy dostęp do zasobnika	•
Programowanie czasu czuwania	•
Indywidualne ustawienia	•
Rodzaje napojów	
Możliwość wyboru ilości napojów w ml	20-300
Ristretto pojedyncze	•
Ristretto podwójne	•
Espresso pojedyncze	•
Espresso podwójne	•
Kawa pojedyncza	•
Kawa podwójna	•
Kawa duża pojedyncza	•
Kawa duża podwójna	•
Cappuccino pojedyncze	•
Cappuccino podwójne	•
Latte Macchiato pojedyncze	•
Latte Macchiato podwójne	•
Gorące mleko pojedyncze	•
Gorące mleko podwójne	•
Pianka mleczna pojedyncza	•

CM 5315 Active

Wolnostojący ekspres do kawy

z funkcją OneTouch for Two dla pełnej przyjemności picia kawy.



EAN: 4002516599319 / Numer materiału: 12134730 / Stary numer materiału: 29531510PL

Pianka mleczna podwójna	•
Caffè Latte pojedyncze	•
Caffè Latte podwójne	•
Dzbanek kawy	•
Efektywność i ekologia	
Dostępny energooszczędny tryb Eco	•
Komfort pielęgnacji	
Ręczne odkamienianie	•
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego z pojemnika na wodę	•
Komfortowe programy czyszczące	•
Funkcja automatycznego płukania	•
ComfortClean	•
Wyjmowany przewód mlekowy	•
Wyjmowany zaparacz	•
Możliwość ustawienia twardości wody	•
Bezpieczeństwo	
Blokada uruchomienia	•
Dane techniczne	
Szerokość urządzenia w mm	241
Wysokość urządzenia w mm	360
Głębokość urządzenia w mm	460
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	1,45
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1
Długość przewodu elektrycznego w m	1,2
Wposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Voucher na dzbanek do kawy CJ 1	•
Tabletki odkamieniające	•
Tabletki czyszczące	•
Skrócona instrukcja obsługi z tyłu urządzenia	•
Dostępne języki wyświetlacza	
Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,