

## APLW 870

### Zestaw dysz iniekcyjnych

Z uchwytem, do czyszczenia zbiorników sedymentacyjnych (stożków Imhoffa).



- Zestaw składa się z 4 dysz specjalnych z uchwytemi
- Maks. średnica 120 mm, maks. wysokość 470 mm
- Do stos. z oddzielnie dostępnym modułem iniektora A 300/2
- Do stos. z oddzielnie dostępnym modułem iniektora A 300/3
- Do stosowania z oddzielnie dostępnym modułem iniektora A 620
- Część składowa systemu EasyLoad

EAN: 4002516638124 / Numer materiału: 12151110 / Stary numer materiału: 69687000D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Dysza iniekcyjna	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Część składowa systemu EasyLoad	•
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Ładowość</b>	
Cylindry miarowe [ilość]	4
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	85
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	175
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	290
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	180
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	300
Ciężar netto w kg	0,39
Ciężar brutto w kg	0,56