

KWT 4999 F

Wolnostojąca chłodziarka na wino

z SommelierSet, FlexiFrame i trzema oddzielnymi strefami temperaturowymi.



- Perfekcyjna ceremonia picia ulubionych win dzięki SommelierSet
- Przechowywanie wszystkich rozmiarów i kształtów butelek dzięki FlexiFrame
- Optymalna temperatura napoju i przechowywania dzięki oddzielnym strefom temp.
- Optymalna regulacja wilgotności powietrza dzięki ActiveHumidity
- Optymalna ochrona wina dzięki odpornemu na promienie UV szkłu izolacyjnemu
- Ochrona najważniejszych win dzięki zintegrowanemu zamkowi drzwi



EAN: 4002516612421 / Numer materiału: 12156870 /

Stary numer materiału: 39499962EU1

<b>Kategoria urządzeń</b>	
Chłodziarka na wino	•
<b>Konstrukcja</b>	
Urządzenie wolnostojące	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
<b>Design</b>	
Kolor obudowy	BlackSteel
Kolor frontu	Obsidianblack (szkło)
Oświetlenie strefy na wina	Bezstopniowo ściemniana technologia LED
<b>Komfort obsługi</b>	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
SoftClose	•
Wspomaganie otwierania drzwi	SideOpen
System Silence	•
Całkowita liczba półek	11
Liczba rusztów	9
Materiał rusztów	Buk
Liczba rusztów FlexiFrame	9
SelfClose FlexiFrame	•
SommelierSet	•
NoteBoard	Tak
Prezenter butelek	•
Amortyzacja drgań	•
<b>Sterowanie</b>	
Koncepcja obsługi	FreshTouch
Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia	Nie
Liczba stref temperaturowych	3
Min. regulowany zakres temperatury w °C	5
Maks. regulowany zakres temperatury w °C	20
Tryb szabasowy	•
<b>Urządzenie/komora chłodnicza</b>	
Sucha ścianka tylna	BlackSteel
ActiveHumidity	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	F
Zużycie energii roczne w kWh	144,18
Zużycie energii dobowe w kWh	0,39
<b>Bezpieczeństwo</b>	
Funkcja blokady	•
Zamek w drzwiach	•
Akustyczny alarm drzwi	•
Akustyczny alarm temperaturowy	•
Optyczny alarm drzwi	•
Optyczny alarm temperaturowy	•

KWT 4999 F

Wolnostojąca chłodziarka na wino

z SommelierSet, FlexiFrame i trzema oddzielnymi strefami temperaturowymi.



EAN: 4002516612421 / Numer materiału: 12156870 /


Stary numer materiału: 39499962EU1

Dane techniczne	
Szerokość urządzenia w mm	697
Wysokość urządzenia w mm	2014
Głębokość urządzenia w mm	779
Waga w kg	158,0
Klasa klimatyczna	SN-ST
Strefa na wino w l	562
Całkowita pojemność użytkowa w l	562
Miejsce na butelki 0,75 l Bordeaux w ilości	146 but.
Klasa emisji hałasu akustycznego (A-D)	B
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW	35
Pobór prądu w miliamperach (mA)	1200
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Częstotliwość w Hz	50-60
Długość przewodu elektrycznego w m	2,0
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Filtr Active AirClean	•
Biały pisak kredowy	•


## KWT 4999 F

Wolnostojąca chłodziarka na wino


z SommelierSet, FlexiFrame i trzema oddzielnymi strefami temperaturowymi.



KWT4999F obsw, KWT4995F obsw, Rioja, installation sketch (footnote\*) (installation drawings)



KWT4999F obsw, KWT4995F obsw, Rioja, top view (footnote\*) (installation drawings)



KWT4999F obsw, KWT4995F obsw, Rioja, installation (footnote\*) (installation drawings)