

Set UltraColor & UltraWhite
Zestaw UltraColor i UltraWhite
ponad półroczny zapas środka piorącego Miele.

EAN: 4002516656944 / Numer materiału: 12158270 /
Stary numer materiału: 11997265EU5



- 1 opakowanie UltraWhite do białego
- 3 butelki UltraColor do prania kolorowego
- Doskonałe usuwanie plam także w niskich temperaturach
- Najlepsze efekty przy 20/30/40/60/95 °C
- Perfekcyjny rezultat prania. Z Miele.