

WA CIP 0302 L

Caps Impraprotect

Opakowanie 3 szt. impregnatu do odzieży sportowej i przeciwdeszczowej. EasyOpen.

EAN: 4002516618980 / Numer materiału: 12171140 /  
Stary numer materiału: 11997152EU9



- Skuteczna impregnacja przed wilgocią, wiatrem i zabrudzeniami
- Najlepsze rezultaty z ustawieniem stałej temperatury
- Wolne od żywic fluorowęglowych
- Zachowuje oddychalność i elastyczność tkanin
- Kapsułki w 100% z przetw. tw. sztucznego – w trosce o środowisko
- Do 3 zastosowań – możliwość stosow. we wszystkich typach pralek