

KWT 7112 iG 125 Gala Ed  
 Chłodziarka na wino do zabudowy  
 z FlexiFrame Plus i Push2open dla wymagających wielbicieli wina.



- Doskonale składowanie większych butelek wina z FlexiFrame Plus
- Perfekcyjne wzornictwo dla bezuchwytych kuchni – Push2open
- Bez zapachów w chłodziarce dzięki filtrom Active AirClean
- Perfekcyjna prezentacja kolekcji wina – oświetlenie LED
- Optymalna ochrona wina dzięki filtrowi UV w przyciemnianej szybie



EAN: 4002516643135 / Numer materiału: 12204800 /  
 Stary numer materiału: 36711203EU1

<b>Kampania jubileuszowa</b>	
Modele jubileuszowe 125	•
125 Gala Edition	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Chłodziarka na wino	•
<b>Konstrukcja</b>	
Urządzenie do zabudowy	•
Urządzenie do zabudowy zintegrowane	•
Zawiasy drzwi	dół
<b>Design</b>	
Kolor frontu	ObsidianBlack matowy
Oświetlenie strefy na wina	Oświetlenie LED
<b>Komfort obsługi</b>	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wymagane wyposażenie dodatkowe	XKS 3130 W, XKV 3000 KF
DynaCool	•
SoftClose	•
Wspomaganie otwierania drzwi	Push2open
Push2open	•
Liczba rusztów drewnianych	3
Materiał rusztów drewnianych	Buk
Liczba rusztów FlexiFrame	2
Liczba rusztów drewnianych FlexiFrame Plus	2
NoteBoard	Tak
<b>Sterowanie</b>	
Koncepcja obsługi	TouchControl
Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia	Nie
Liczba stref temperaturowych	1
Min. regulowany zakres temperatury w °C	5
Maks. regulowany zakres temperatury w °C	20
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	G
Zużycie energii roczne w kWh	115,71
Zużycie energii dobowe w kWh	0,31
<b>Bezpieczeństwo</b>	
Funkcja blokady	•
Akustyczny alarm drzwi	•
Optyczny alarm drzwi	•
Optyczny alarm temperaturowy	•
<b>Dane techniczne</b>	
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	570
Wysokość wnęki min. w mm	450
Wysokość wnęki maks. w mm	452
Głębokość wnęki w mm	550
Szerokość urządzenia w mm	595
Wysokość urządzenia w mm	455
Głębokość urządzenia w mm	559
Waga w kg	36,0

## KWT 7112 iG 125 Gala Ed

Chłodziarka na wino do zabudowy

z FlexiFrame Plus i Push2open dla wymagających wielbicieli wina.




EAN: 4002516643135 / Numer materiału: 12204800 /


Stary numer materiału: 36711203EU1

Technika mocowania	Zawias nożycowy
Klasa klimatyczna	SN-ST
Komora chłodzenia w l	47
Strefa na wino w l	47
Całkowita pojemność użytkowa w l	46
Miejsce na butelki 0,75 l Bordeaux w ilości	18 but.
Klasa emisji hałasu akustycznego (A-D)	B
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW	32
Pobór prądu w miliamperach (mA)	500
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Częstotliwość w Hz	50
Długość przewodu elektrycznego w m	2,2
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
Filtr Active AirClean	•


KWT 7112 iG 125 Gala Ed  
 Chłodziarka na wino do zabudowy  
 z FlexiFrame Plus i Push2open dla wymagających wielbicieli wina.




KWT7112 iG, \*Footnote (Sketch)



KWT7112 iG (Sketch)



KWT7112 iG, \*Footnote (Sketch)



KWT7112iG, KWT6112iG, Interior dimensions (Installation drawings)