

ProCare Tex 10 A - 5 l

Czysty środek piorący, koncentrat w płynie, alkaliczny, 5 l
do czyszczenia białych tekstyliów i niefarbującego prania kolorowego.



- Do stosowania w pralnicach Miele Professional
- Na bazie surowców odnawialnych
- Krótki czas utrzymywania i duża skuteczność mycia przy małej dawce
- Bardzo duża siła rozpuszczania białka i tłuszczu
- Wyróżnione etykietą EU-Ecolabel

EAN: 4002516757931 / Numer materiału: 12441960 / Stary numer materiału: 59701102V1

Przynależność produktowa	
Pralnice	•
Rezultat prania	
Usuwanie zabrudzeń	•
Dozowanie	
Możliwość dostosowania koncentracji dozowania	•
Wartość pH przy 20 °C	12,6
Do automatycznego dozowania	•
Możliwość stosowania przy każdej twardości wody	•
Cechy produktu	
Minimalna temperatura przechowywania w °C	0
Maksymalna temperatura przechowywania w °C	40
Zastosowanie	
Systemy samoobsługowe	•
Hotele i pensjonaty	•
Spa, wellness i sport	•
Szkoły i przedszkola	•
Zakłady rzemieślnicze	•
Domy seniora i domy opieki	•
Restauracje, bary i catering	•
Cechy produktu	
Rodzaj mediów	Samodzielny środek piorący
Alkaliczność	Alkaliczny
Forma agregatu	Koncentrat w płynie
Składniki	Alkalia, Surfaktanty
Biodegradowalność	•
Wolne od fosforanów	•
Skuteczność w temperaturach od 30 °C do 90 °C	•
Wysoka skuteczność już w temperaturze 40 °C	•
Krótki czas działania	•
Duża skuteczność prania przy niskim dozowaniu	•
Gęstość (przy 20 °C) w g/cm ³	1,17
W 100% na bazie surowców naturalnych	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	249
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	148
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	193
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	249,00
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	148,00
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	193,00
Ciężar brutto w kg	6,53
Wielkość napełnienia w ml	5000
Wskazówki dot. przechowywania	
Minimalna temperatura przechowywania w °C	0
Maksymalna temperatura przechowywania w °C	40
Przechowywać w suchym miejscu w dodatniej temperaturze	•

ProCare Tex 10 A - 5 l

Czysty środek piorący, koncentrat w płynie, alkaliczny, 5 l
do czyszczenia białych tekstyliów i niefarbującego prania kolorowego.



EAN: 4002516757931 / Numer materiału: 12441960 / Stary numer materiału: 59701102V1

Po wyjęciu wymaganej ilości niezwłocznie z powrotem zamknąć opakowanie

•

Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	256
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	148
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	193
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	249
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	148
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	193
Wielkość napełnienia w g	6250
Ciężar brutto w kg	6,53 kg
Wielkość napełnienia w ml	5000

Deklaracje zgodności, znaki certyfikacyjne

Zgodność GHS/CLP	•
EU Ecolabel	•

Numery kontrolne

Ecolabel UE: DE/039/019	•
-------------------------	---