

ProCare Tex 10 MA - 20 l

Środek piorący do del. i kol. tkanin, kon. w płynie, lekko alkalicz., 20 l do czyszczenia prania kolorowego i delikatnych tekstyliów.



- Do stosowania w pralnicach Miele Professional
- Wolny od rozjaśniaczy optycznych i środków wybielających
- Krótki czas utrzymywania i regulacja ilości piany
- Duża siła rozpuszczania białka i tłuszczu
- Wyróżnione etykietą EU-Ecolabel

EAN: 4002516757559 / Numer materiału: 12442070 /

Stary numer materiału: 59702302V1

Przynależność produktowa	
Pralnice	•
Dozowanie	
Możliwość dostosowania koncentracji dozowania	•
Automatyczne dozowanie	•
Możliwość stosowania przy każdej twardości wody	•
Cechy produktu	
Rodzaj mediów	Środek piorący do delikatnych/kolor.
Alkaliczność	Lekko alkaliczny
Forma agregatu	Koncentrat w płynie
Składniki	Alkalia, Środek konserwujący, Surfaktanty
Wartość pH przy 20 °C	9,5
Wolne od fosforanów	•
Skuteczność w temperaturach od 30 °C do 90 °C	•
Regulacja ilości piany	•
Gęstość (przy 20 °C) w g/cm ³	1,03
Rezultat prania	
Usuwanie zabrudzeń	•
Usuwanie białka	•
Usuwanie smaru	•
Zastosowanie	
Systemy samoobsługowe	•
Hotele i pensjonaty	•
Spa, wellness i sport	•
Szkoły i przedszkola	•
Zakłady rzemieślnicze	•
Domy seniora i domy opieki	•
Gabinety lekarskie i kliniki	•
Restauracje, bary i catering	•
Wskazówki dot. przechowywania	
Minimalna temperatura przechowywania w °C	4
Maksymalna temperatura przechowywania w °C	40
Przechowywać w suchym miejscu w dodatniej temperaturze	•
Po wyjęciu wymaganej ilości niezwłocznie z powrotem zamknąć opakowanie	•
Możliwość stosowania po rozmrożeniu bez utraty jakości	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	385
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	258
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	294
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	378
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	256
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	288
Wielkość napełnienia w g	21000
Ciężar brutto w kg	22,00 kg
Wielkość napełnienia w ml	20000

ProCare Tex 10 MA - 20 l

Środek piorący do del. i kol. tkanin, kon. w płynie, lekko alkalicz., 20 l
do czyszczenia prania kolorowego i delikatnych tekstyliów.



EAN: 4002516757559 / Numer materiału: 12442070 /
Stary numer materiału: 59702302V1

Deklaracje zgodności, znaki certyfikacyjne	
Zgodność GHS/CLP	•
EU Ecolabel	•
Numery kontrolne	
Ecolabel UE: DE/039/020	•