

ProCare Universal 77 A - 500 g  
 Środek do czyszczenia urządzeń, alkaliczny, 500 g  
 Do usuwania uporczywych osadów krochmalu.



- Zmniejszenie osadów tłuszczu
- Ograniczenie nieprzyjemnych zapachów
- Dostosowane do urządzeń Miele Professional

EAN: 4002516771524 / Numer materiału: 12456030 /  
 Stary numer materiału: 66921701V1

<b>Przynależność produktowa</b>	
Zmywarki z systemem świeżej wody	•
Zmywarki ProfiLine	•
Zmywarki z systemem zbiornikowym	•
Zmywarki przelotowe z systemem zbiornikowym	•
Pralnice	•
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Termodezynyfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Urządzenia myjące i dezynfekujące, laboratorium	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Termodezynyfektory	•
Urządzenia myjące i dezynfekujące, medycyna	•
<b>Zastosowania</b>	
Usuwanie osadów krochmalu	•
Usuwanie tłuszczu	Bardzo dobrze
Usuwanie oleju	Bardzo dobrze
Usuwanie białka	Bardzo dobrze
Usuwanie tłuszczu	•
Usuwanie oleju	•
Usuwanie białka	•
<b>Zalecenia dotyczące dozowania</b>	
Zalecenia dotyczące dozowania na cykl mycia	1 puszka
Zalecenia dotyczące dozowania (na cykl mycia)	1 puszka
Wartość pH przy 20 °C	2,2
Możliwość stosowania przy każdej twardości wody	•
Do zastosowania dla wszystkich twardości wody	•
<b>Cechy produktu</b>	
Rodzaj mediów	Środki do czyszczenia urządzeń
Forma agregatu	Proszek
Składniki	Fosforan, Środki wybielające na bazie tlenu, Fosforany, Polikarboksylat, Niejonowe środki powierzchniowo czynne
Minimalna temperatura przechowywania w °C	5
Maksymalna temperatura przechowywania w °C	35
Dobre możliwości czyszczenia	•
Wysoka ochrona materiałowa	•
Wysoki udział dyspergatorów	•
Intensywny detergent zawierający tensydy	•
Mocno emulgujące i dyspergujące działanie	•
<b>Cechy produktu</b>	
Rodzaj mediów	Środki do czyszczenia urządzeń

ProCare Universal 77 A - 500 g  
 Środek do czyszczenia urządzeń, alkaliczny, 500 g  
 Do usuwania uporczywych osadów krochmalu.



EAN: 4002516771524 / Numer materiału: 12456030 /  
 Stary numer materiału: 66921701V1

Forma agregatu	Proszek
Składniki	Fosforan, Środki wybielające na bazie tlenu, Fosforany, Polikarboksylat, Niejono we środki powierzchniowo czynne
Minimalna temperatura przechowywania w °C	5
Maksymalna temperatura przechowywania w °C	35
Do stali szlachetnej	•
Dobre możliwości czyszczenia	•
Wysoka ochrona materiałowa	•
Wysoki udział dyspergatorów	•
Intensywny detergent zawierający tensydy	•
Mocno emulgujące i dyspergujące działanie	•
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	80,00
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	133
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	130
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	80
Wielkość napełnienia w g	500
Ciężar brutto w kg	1
<b>Deklaracje zgodności, znaki certyfikacyjne</b>	
Zgodność GHS/CLP	•