

ProCare Universal 81 C - 250 g  
 Odkamieniacz urządzeń, kwasowy, 250 g  
 Do usuwania uporczywych osadów kamienia.



- Redukcja osadów krzemianowych
- Wydłużenie żywotności grzałek
- Dostosowane do urządzeń Miele Professional

EAN: 4002516770862 / Numer materiału: 12456130 / Stary numer materiału: 66920601V1

Przynależność produktowa	
Zmywarki z systemem świeżej wody	•
Zmywarki ProfiLine	•
Zmywarki z systemem zbiornikowym	•
Zmywarki przelotowe z systemem zbiornikowym	•
Pralnice	•
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Termodezynyfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Urządzenia myjące i dezynfekujące, laboratorium	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Termodezynyfektory	•
Urządzenia myjące i dezynfekujące, medycyna	•
Zastosowania	
Usuwanie osadów wapiennych i innych zabrudzeń rozpuszczalnych w kwasach	•
Usuwanie osadów wapiennych i innych zabrudzeń rozpuszczalnych w kwasach	Bardzo dobrze
Zalecenia dotyczące dozowania	
Zalecenia dotyczące dozowania na cykl mycia	1–2 puszeki
Zalecenia dotyczące dozowania (na cykl mycia)	1–2 puszeki
Wartość pH przy 20 °C	4,5
Możliwość stosowania przy każdej twardości wody	•
Do zastosowania dla wszystkich twardości wody	•
Cechy produktu	
Rodzaj mediów	Odkamieniacz maszyn
Forma agregatu	Proszek
Składniki	Kwas cytrynowy
Minimalna temperatura przechowywania w °C	5
Maksymalna temperatura przechowywania w °C	40
Bez związków fosforu	•
Wysoka ochrona materiałowa	•
Cechy produktu	
Rodzaj mediów	Odkamieniacz maszyn
Forma agregatu	Proszek
Składniki	Kwas cytrynowy
Minimalna temperatura przechowywania w °C	5
Maksymalna temperatura przechowywania w °C	40
Wysoka ochrona materiałowa	•
Bardzo dobra tolerancja materiałowa	•
Bez związków fosforu	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	70,00
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	124
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	66
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	66
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	120

ProCare Universal 81 C - 250 g  
Odkamieniacz urządzeń, kwasowy, 250 g  
Do usuwania uporczywych osadów kamienia.

EAN: 4002516770862 / Numer materiału: 12456130 / Stary numer materiału: 66920601V1



Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	70
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	70
Wielkość napełnienia w g	250
Ciężar brutto w kg	0
<b>Deklaracje zgodności, znaki certyfikacyjne</b>	
Zgodność GHS/CLP	•