

ProCare Tex 10 B+ - 5 l

Środek zwiększający skuteczność prania, kon. w płynie, neutralny, 5 l

Do skutecznego usuwania plam z tłuszczu.



- Do stosowania w pralnicach Miele Professional
- Łagodny środek do usuwania plam do każdego rodzaju prania
- Niezwykle łagodny dla włókien i kolorów
- Pełna moc prania już w temp. 30 °C
- Z możliwością dodatkowego stosowania jako emulgator i środek zwilżający

EAN: 4002516776185 / Numer materiału: 12495130 / Stary numer materiału: 59709101V1

Przynależność produktowa	
Pralnice	•
Rezultat prania	
Usuwanie zabrudzeń	•
BrilliantWhite	•
Dozowanie	
Wartość pH przy 20 °C	7,5
Do automatycznego dozowania	•
Ręczne dozowanie	•
Możliwość stosowania przy każdej twardości wody	•
Cechy produktu	
Minimalna temperatura przechowywania w °C	0
Maksymalna temperatura przechowywania w °C	40
Zastosowanie	
Hotele i pensjonaty	•
Spa, wellness i sport	•
Szkoły i przedszkola	•
Zakłady rzemieślnicze	•
Domy seniora i domy opieki	•
Restauracje, bary i catering	•
Cechy produktu	
Rodzaj mediów	Środek zwiększający skuteczność prania
Alkaliczność	Neutralny
Forma agregatu	Koncentrat w płynie
Składniki	Surfaktanty
Biodegradowalność	•
Wolne od fosforanów	•
Skuteczność w temperaturach od 30 °C do 90 °C	•
Wyjątkowa skuteczność w zakresie niskich temperatur	•
Wysoka skuteczność już w temperaturze 40 °C	•
Krótki czas działania	•
Regulacja ilości piany	•
Duża skuteczność prania przy niskim dozowaniu	•
Gęstość (przy 20 °C) w g/cm ³	1,00
Bez mikroplastiku	•
Łatwa manipulacja	•
Optymalny dodatek do wszystkich środków piorących	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	249
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	148
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	193
Ciężar brutto w kg	5,30
Wielkość napełnienia w ml	5000
Wskazówki dot. przechowywania	
Minimalna temperatura przechowywania w °C	0
Maksymalna temperatura przechowywania w °C	40

ProCare Tex 10 B+ - 5 l

Środek zwiększający skuteczność prania, kon. w płynie, neutralny, 5 l

Do skutecznego usuwania plam z tłuszczu.



EAN: 4002516776185 / Numer materiału: 12495130 / Stary numer materiału: 59709101V1

Przechowywać w suchym miejscu w dodatniej temperaturze

•

Po wyjęciu wymaganej ilości niezwłocznie z powrotem zamknąć opakowanie

•

Możliwość stosowania po rozmrożeniu bez utraty jakości

•

Minimalny okres trwałości w miesiącach

36

Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm

249

Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm

148

Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm

193

Ciężar brutto w kg

5,30 kg

Wielkość napełnienia w ml

5000

Deklaracje zgodności, znaki certyfikacyjne

Zgodność GHS/CLP

•