

ProCare Tex 11 COL - 20 kg

Środek piorący do kol. tkanin, proszek, lekko alkaliczny, 20 kg
do zachowania kolorów i prania tkanin kolorowych.



- Do stosowania w pralnicach Miele Professional
- Wysoko skoncentrowany środek piorący do tkanin kolorowych
- Łagodne dla tkanin i kolorów usuwanie tłustych plam i zabrudzeń
- Pełna moc prania już w temp. 30 °C
- Bardzo dobra ochrona przed farbowaniem
- Przebadane dermatologicznie

EAN: 4002516776130 / Numer materiału: 12495180 / Stary numer materiału: 59710301V1

Przynależność produktowa	
Pralnice	•
Rezultat prania	
Usuwanie zabrudzeń	•
Działanie antystatyczne	•
Dozowanie	
Wartość pH przy 20 °C	10,5
Ręczne dozowanie	•
Możliwość stosowania przy każdej twardości wody	•
Cechy produktu	
Minimalna temperatura przechowywania w °C	-20
Maksymalna temperatura przechowywania w °C	40
Zastosowanie	
Systemy samoobsługowe	•
Hotele i pensjonaty	•
Spa, wellness i sport	•
Szkoły i przedszkola	•
Zakłady rzemieślnicze	•
Domy seniora i domy opieki	•
Restauracje, bary i catering	•
Cechy produktu	
Rodzaj mediów	Środek piorący do kolorowych
Alkaliczność	Lekko alkaliczny
Forma agregatu	Proszek
Składniki	Surfaktanty, Substancje zapachowe, Enzymy, Kompl. środek wiążący
Biodegradowalność	•
Skuteczność biologiczna dzięki specjalnym enzymom	•
Wolne od fosforanów	•
Wyjątkowa skuteczność w zakresie niskich temperatur	•
Wysoka skuteczność już w temperaturze 40 °C	•
Krótki czas działania	•
Duża skuteczność prania przy niskim dozowaniu	•
Gęstość (przy 20 °C) w g/cm ³	0,8
Rozkład całkowicie wolny od pozostałości	•
Bez mikroplastiku	•
Łatwa manipulacja	•
Optymalny dodatek do wszystkich środków piorących	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	480
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	330
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	130
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	140,00
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	440,00
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	620,00
Wielkość napełnienia w g	20000
Ciężar brutto w kg	20,25

ProCare Tex 11 COL - 20 kg

Środek piorący do kol. tkanin, proszek, lekko alkaliczny, 20 kg
do zachowania kolorów i prania tkanin kolorowych.



EAN: 4002516776130 / Numer materiału: 12495180 / Stary numer materiału: 59710301V1

Wskazówki dot. przechowywania

Minimalna temperatura przechowywania w °C -20

Maksymalna temperatura przechowywania w °C 40

Przechowywać w suchym miejscu w dodatniej temperaturze

Po wyjęciu wymaganej ilości niezwłocznie z powrotem zamknąć opakowanie

Możliwość stosowania po rozmrożeniu bez utraty jakości

Minimalny okres trwałości w miesiącach

•

•

•

24

Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm 480

Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm 330

Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm 130

Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm 140

Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm 440

Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm 620

Wielkość napełnienia w g 20000

Ciężar brutto w kg 20,25 kg

Deklaracje zgodności, znaki certyfikacyjne

Zgodność GHS/CLP

•