

ProCare Tex 30 C - 5 l

Środek neutralizujący, koncentrat w płynie, kwaśny, 5 l

Do optymalnej ochrony tkanin dzięki niezawodnej neutralizacji.



- Do stosowania w pralnicach Miele Professional
- Kwaśny środek neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego
- Do kwaśnego prania wstępnego lub do stosowania po praniu zasadniczym
- Do wszystkich programów prania
- Zapobiega powstawaniu żółtych plam
- Stałe, neutralne wartości pH tkanin

EAN: 4002516776215 / Numer materiału: 12495200 / Stary numer materiału: 59711101V1

Przynależność produktowa	
Pralnice	•
Zalecenia dotyczące dozowania	
Wartość pH przy 20 °C	2,5
Automatyczne dozowanie	•
Ręczne dozowanie	•
Możliwość stosowania przy każdej twardości wody	•
Cechy produktu	
Rodzaj mediów	Środek neutralizujący
Alkaliczność	Kwaśny
Forma agregatu	Koncentrat w płynie
Składniki	Kwas cytrynowy
Biodegradowalność	•
Minimalna temperatura przechowywania w °C	0
Maksymalna temperatura przechowywania w °C	40
Wolne od fosforanów	•
Wyjątkowa skuteczność w zakresie niskich temperatur	•
Wysoka skuteczność już w temperaturze 40 °C	•
Krótki czas działania	•
Duża skuteczność prania przy niskim dozowaniu	•
Gęstość (przy 20 °C) w g/cm ³	1,23
W 100% na bazie surowców naturalnych	•
Rozkład całkowicie wolny od pozostałości	•
Bez mikroplastiku	•
Łatwa manipulacja	•
Optymalny dodatek do wszystkich środków piorących	•
Zastosowanie	
Hotele i pensjonaty	•
Spa, wellness i sport	•
Szkoły i przedszkola	•
Zakłady rzemieślnicze	•
Domy seniora i domy opieki	•
Restauracje, bary i catering	•
Wskazówki dot. przechowywania	
Minimalna temperatura przechowywania w °C	0
Maksymalna temperatura przechowywania w °C	40
Przechowywać w suchym miejscu w dodatniej temperaturze	•
Po wyjęciu wymaganej ilości niezwłocznie z powrotem zamknąć opakowanie	•
Możliwość stosowania po rozmrożeniu bez utraty jakości	•
Minimalny okres trwałości w miesiącach	24
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	249
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	148
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	193
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	249
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	249,00

ProCare Tex 30 C - 5 l

Środek neutralizujący, koncentrat w płynie, kwaśny, 5 l

Do optymalnej ochrony tkanin dzięki niezawodnej neutralizacji.



EAN: 4002516776215 / Numer materiału: 12495200 / Stary numer materiału: 59711101V1

Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	148
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	148,00
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	193
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	193,00
Ciężar brutto w kg	5,55
Wielkość napełnienia w ml	5000
Ciężar brutto w kg	5,55 kg
Wielkość napełnienia w ml	5000

Deklaracje zgodności, znaki certyfikacyjne

Zgodność GHS/CLP

•