

KWTUS 7074 F

Chłodziarka na wino do podbudowy
z oddz. strefami temp., FlexiFrame i ActiveHumidity w kompaktowej konstrukcji.



- Optymalna temperatura napoju i przechowywania dzięki oddzielnym strefom temp.
- Przechowywanie wszystkich rozmiarów i kształtów butelek dzięki FlexiFrame
- Optymalna regulacja wilgotności powietrza dzięki ActiveHumidity
- Indywidualny opis rusztów drewnianych na NoteBoard
- Optymalna ochrona wina dzięki odpornemu na promienie UV szklu izolacyjnemu



EAN: 4002516779360 / Numer materiału: 12519510 /
Stary numer materiału: 39707410EU1

Kategoria urządzeń	
Chłodziarka na wino	•
Konstrukcja	
Urządzenie do zabudowy	•
Urządzenie do zabudowy zintegrowane	•
Urządzenie do zabudowy pod blatem	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Do ustawienia side-by-side	•
Design	
Kolor obudowy	Czarny
Kolor frontu	Obsidianblack (szkło)
Oświetlenie strefy na wina	Bezstopniowo ściemniana technologia LED
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
DynaCool	•
Wspomaganie otwierania drzwi	FrontOpen
Całkowita liczba półek	5
Liczba rusztów	4
Materiał rusztów	Buk
Liczba rusztów FlexiFrame	3
Liczba rusztów do przechowywania poprzecznego	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Tak
Amortyzacja drgań	•
Sterowanie	
Koncepcja obsługi	FreshTouch
Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia	Nie
Liczba stref temperaturowych	2
Min. regulowany zakres temperatury w °C	5
Maks. regulowany zakres temperatury w °C	20
Tryb szabasowy	•
Urządzenie/komora chłodnicza	
Sucha ścianka tylna	szary
ActiveHumidity	•
Ektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	F
Zużycie energii roczne w kWh	104,00
Zużycie energii dobowe w kWh	0,28
Bezpieczeństwo	
Funkcja blokady	•
Akustyczny alarm drzwi	•
Akustyczny alarm temperaturowy	•
Optyczny alarm drzwi	•
Optyczny alarm temperaturowy	•

KWTUS 7074 F

Chłodziarka na wino do podbudowy
z oddz. strefami temp., FlexiFrame i ActiveHumidity w kompaktowej konstrukcji.




EAN: 4002516779360 / Numer materiału: 12519510 /
Stary numer materiału: 39707410EU1


Dane techniczne	
Szerokość wnęki min. w mm	600
Szerokość wnęki maks. w mm	600
Wysokość wnęki min. w mm	820
Wysokość wnęki maks. w mm	880
Głębokość wnęki w mm	580
Szerokość urządzenia w mm	597
Wysokość urządzenia w mm	819
Głębokość urządzenia w mm	563
Waga w kg	44,0
Klasa klimatyczna	SN-ST
Komora chłodzenia w l	92
Całkowita pojemność użytkowa w l	92
Miejsce na butelki 0,75 l Bordeaux w ilości	32 butelki
Klasa emisji hałasu akustycznego (A-D)	B
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW	34
Pobór prądu w miliamperach (mA)	1500
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Częstotliwość w Hz	50-60
Długość przewodu elektrycznego w m	2,2
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Filtr Active AirClean	•
Biały pisak kredowy	•

KWTUS 7074 F


Chłodziarka na wino do podbudowy
z oddz. strefami temp., FlexiFrame i ActiveHumidity w kompaktowej konstrukcji.




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, top view (installation drawings)



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, side view (installation drawings)



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, side view (*footnote) (installation drawings)