


O 892

Kosz górny

z wkładem E 812 i 2 pałkami na kieliszki dla różnych kieliszków



- Przesławianie na wysokość w 2 pozycjach o 5 cm
- Pałki zapewniają bezpieczne utrzymywanie podłużnych naczyń szklanych
- Ze zintegrowanym ramieniem spryskującym, podłączenie z tyłu
- Wysokość załadunku maks. 200 mm
- Dostarczony jest wkład na szkło E 812

EAN: 4002516854227 / Numer materiału: 12614950 /

Stary numer materiału: 67189202D

Przynależność produktowa	
Zmywarki z systemem świeżej wody	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Kategoria urządzeń	
Kosz na szklanki	•
Kosz górny	•
Cechy produktu	
Materiał	Drut, rilsanowany
Kolor	Biały
Maksymalna wysokość załadunku w mm	200
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	268
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	551
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	558
Ciężar netto w kg	3,74

O 892

Kosz górny

z wkładem E 812 i 2 pałkami na kieliszki dla różnych kieliszków

EAN: 4002516854227 / Numer materiału: 12614950 /

Stary numer materiału: 67189202D

Ciężar brutto w kg

4,62

