

APFD 203

Wkład

do optymalnego mocowania stelażu aparatu oddechowego na sprężone powietrze.



EAN: 4002516854197 / Numer materiału: 12615470 / Stary numer materiału: 67020302D

Przynależność produktowa	
Zmywarki z systemem świeżej wody	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8063	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
Kategoria urządzeń	
Zastosowanie dla stelaży do aparatów oddechowych]	•
Ładowność	
Stelaż aparatu oddechowego na sprężone powietrze [ilość]	1

- do bezp. mocowania stelażu aparatu oddech. na sprężone powietrze