


A 100

Kosz górny

do optymalnego umieszczenia modułów iniekcyjnych lub wkładów.



- Kosz górny z dwoma przyłączami modułowymi
- Do optymalnego umieszczenia do 2 modułów iniekcyjnych lub wkładów
- Automatyczne zamykanie nieużywanego przyłącza
- Wysokość załadunku z modułem z króćcami z tworzywa wynosi 190 mm
- Wymiary załadunku: szer. 489, dł. 440 mm

EAN: 4002516841296 / Numer materiału: 12642640 /

Stary numer materiału: 69610002D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Kategoria urządzeń	
Kosz z podłączeniem modułu	•
Kosz górny	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie pipet/fiolek	•
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	170
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	555
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	565
Ciężar netto w kg	2,92
Ciężar brutto w kg	3,56