


A 102

Kosz górny

z regulacją wysokości, do optymalnego umieszczenia wkładów.



- Wys. załadunku 205 +/- 30 mm, szerokość 475 mm, głębokość 443 mm
- Z wbudowanym ramieniem spryskującym


EAN: 4002516855262 / Numer materiału: 12645600 /
Stary numer materiału: 69610201D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Termodezynfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Kategoria urządzeń	
Ławeta/nośnik kosza	•
Kosz górny	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Przygotowywanie narzędzi ginekologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi laryngologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Przygotowywanie obuwia operacyjnego	•
Przygotowywanie misek	•
Przygotowywanie tacek nerkowych	•
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Ładowność	
Tace siatkowe DIN [ilość]	2
Tace siatkowe SPRI [ilość]	1
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	206
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	528
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	527
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	230
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	545

A 102

Kosz górny

z regulacją wysokości, do optymalnego umieszczenia wkładów.



EAN: 4002516855262 / Numer materiału: 12645600 /

Stary numer materiału: 69610201D

Ciężar netto w kg	3,04
Ciężar brutto w kg	3,78