

U 424

Kosz

do optymalnego umieszczenia różnych kieliszków i szklanek.



- Z 4 rzędami
- Dla kieliszków o średnicy maks. 90 mm

EAN: 4002516854302 / Numer materiału: 12655850 /

Stary numer materiału: 67642402D

#### Przynależność produktowa

Zmywarki z systemem zbiornikowym

•

#### Kompat. z innymi produktami

PG 8164

•

PTD 701

•

#### Kategoria urządzeń

Kosz na szklanki

•

#### Cechy produktu

Materiał

Drut, rilsanowany

Kolor

Biały

Ilość rzędów

4

Rozstaw prętów w mm

90

#### Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm

270

Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm

520

Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm

610

Ciężar netto w kg

1,94

Ciężar brutto w kg

3,41