

A 202

Wózek

do optymalnego umieszczenia 4 pojemników siatkowych DIN.



- Dla 4 szalek siatkowych DIN na 2 poziomach
- Rama: wyjmowana do przygotowywania wysokiego ładunku
- 6 dodatkowych możliwości przyłączenia za pomocą złączy leur-lock
- Z wbudowanym ramieniem spryskującym
- Wymiary ładunkowe poszczególnych poziomów są różnicowane

EAN: 4002516854043 / Numer materiału: 12667130 /

Stary numer materiału: 69620201D

Przynależność produktowa

Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Urządzenia czyszczące do przemysłowego czyszczenia części	•

Kompat. z innymi produktami

PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•

Kategoria urządzeń

Wózek do wkładów	•
Wózek na tace siatkowe	•

Cechy produktu

Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny

Obszar zastosowania

Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•

Ładowość

Tace siatkowe DIN [ilość]	4
---------------------------	---

Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	223
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	529
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	542
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	270
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	570
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	550
Ciężar netto w kg	6,04
Ciężar brutto w kg	6,76