

A 203

Wózek

do optymalnego umieszczenia narzędzi MIC.



- Do umieszczenia m.in. E 451, E 457, E 460, E 473, E 444
- Załadunek na 2 poziomach

EAN: 4002516853985 / Numer materiału: 12667770 /

Stary numer materiału: 69620301D

Przynależność produktowa

Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne

Kompat. z innymi produktami

PG 8562

PG 8582

PG 8582 CD

PG 8592

PWD 8682

PWD 8682 CD

PWD 8692

Kategoria urządzeń

Wózek do narzędzi MIC

Cechy produktu

Materiał

Stal szlachetna

Kolor

Stal szlachetna

Obszar zastosowania

Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych

Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm

520

Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm

529

Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm

542

Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm

540

Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm

560

Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm

560

Ciężar netto w kg

9,15

Ciężar brutto w kg

11,00

Dołączone opakowanie

E 336 tuleja płuczająca MIBO, Ø 11 mm, długość 121 mm [ilość]

3

E 362 śruba zaślepiająca [ilość]

2

E 442 tuleja płuczająca, Ø 11 mm, długość 121 mm, z kapturkiem Ø 6 mm [ilość]

15

E 443 tuleja płuczająca, Ø 11 mm, długość 121 mm, z kapturkiem Ø 10 mm [ilość]

5

E 445 – 12 kapturków dla tulei płuczających E 442, otwór Ø 6 mm [ilość]

1

E 446 – 12 kapturków dla tulei płuczających E 443, otwór Ø 10 mm [ilość]

1

E 447 adapter żeński, dla męskiego złącza luer-lock [ilość]

3

E 448 wąż silikonowy z żeńskim adapterem luer-lock [ilość]

6

E 449 adapter męski, dla żeńskiego złącza luer-lock [ilość]

5

E 451 wkład 1/6 taca siatkowa [ilość]

1

E 452 dysza iniekcyjna 2,5 x 60 mm [ilość]

3

E 453 dysza iniekcyjna 4 x 110 mm z klamrą podtrzymującą [ilość]

8

E 454 dysza iniekcyjna dla tulei trokarów 10–15 mm [ilość]

6

E 456 sprężyna otwierająca dla narzędzi minimalnie inwazyjnych [ilość]

4

E 464 gniazdo dla dyszy iniekcyjnej E 454 [ilość]

3