

A 208

Wózek

do optymalnego umieszczenia 8 pojemników siatkowych.



- Wysoka wydaj.: jednoczesne przygotowywanie 8 tac siatkowych DIN
- 4 dodatkowe możliwości przyłączenia narzędzi z pustką
- Wymowana płaszczyzna zwiększa wysokość załadunku
- Informacje o wymiarach załadunkowych w sieci: Od poziomu 1 (dół) do poziomu 4

EAN: 4002516854494 / Numer materiału: 12668770 /

Stary numer materiału: 69620801D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wózek na tace siatkowe	•
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie tac siatkowych	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
<b>Ładowność</b>	
Tace siatkowe DIN [ilość]	8
Narzędzia z pustką [ilość]	4
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	397
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	529
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	546
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	570
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	480
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	540
Ciężar netto w kg	9,83
Ciężar brutto w kg	11,03