

E 416

Wkład

do optymalnego umieszczenia 6 jedno- i dwuczęściowych rozwieraków.



- Do umieszczenia 66 jedno- i dwuczęściowych rozwieraków
- 7 uchwytów w odstępie 40 mm
- Do zastosowania w górnym (tylko jednoczęściowe) i dolnym koszu

EAN: 4002516854135 / Numer materiału: 12669750 /

Stary numer materiału: 69541602D

Przynależność produktowa

Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne

•

Kompat. z innymi produktami

G 7831

•

PG 8535

•

PG 8536

•

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8534

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Kategoria urządzeń

Wkład na narzędzia ginekologiczne

•

Cechy produktu

Materiał

Stal szlachetna

Kolor

Stal szlachetna

Obszar zastosowania

Przygotowywanie narzędzi ginekologicznych

•

Ładowość

Rozwieraki ginekologiczne [ilość]

6

Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm

157

Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm

178

Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm

279

Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm

210

Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm

200

Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm

365

Ciężar netto w kg

0,69

Ciężar brutto w kg

0,97