

A 805

Gniazdo

do optymalnego przygotowywania narzędzi chirurgii robotycznej.



- Dla narzędzi specjalnych, zacisków chirurgicznych (Si)

EAN: 4002516854272 / Numer materiału: 12680080 /

Stary numer materiału: 69680502D

Przynależność produktowa	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8527	•
PG 8528	•
Kategoria urządzeń	
Moduł/gniazdo na narzędzia robotyczne	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi robotycznych	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Ładowność	
Narzędzia robotyczne [ilość]	1
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	92
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	41
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	165
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	73
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	163
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	245
Ciężar netto w kg	0,19
Ciężar brutto w kg	0,30