

A 310

Wkład

do optymalnego umieszczenia 8 par butów operacyjnych.



- Do zastosowania w koszach górnych
- do umieszczenia 8 par butów operacyjnych do rozmiaru 41
- Do stosowania w koszach górnych A 101 oraz A 102

EAN: 4002516854661 / Numer materiału: 12684420 /

Stary numer materiału: 69631001D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Kategoria urządzeń	
Wkład na obuwie operacyjne	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie obuwia operacyjnego	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Ładowność	
Obuwie operacyjne [ilość]	8
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	75
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	405
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	435
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	425
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	450
Ciężar netto w kg	0,50
Ciężar brutto w kg	0,83