

ADP 86

Moduł

z zewnętrzną pompą wspomagającą do bezciśnieniowej wody dejonizowanej.



- Do wyrównania zbyt niskiego ciśnienia instalacyjnego wody dejonizowanej

EAN: 4002516873969 / Numer materiału: 12711800 /

Stary numer materiału: 69224100D

Przynależność produktowa

Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne

•

Termodezynfektory

•

Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne

•

Kompat. z innymi produktami

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8593

•

PLW 8683

•

PLW 8683 CD

•

PLW 8693

•

Kategoria urządzeń

Akcesoria do urządzeń do zabudowy podblatowej

•

Pozostałe akcesoria

•

Cechy produktu

Materiał

Tworzywo sztuczne, Stal szlachetna

Kolor

Biały

Standardowe przyłącze elektryczne

Ilość faz

1

Przewód zerowy

N

AC/DC

AC

Napięcie w V

220-240

Częstotliwość w Hz

50

Całkowita moc przyłączeniowa w kW

0,25

Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm

235

Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm

180

Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm

300

Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm

320

Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm

210

Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm

390

Ciężar netto w kg

7,38

Ciężar brutto w kg

8,23