

Guard L1 Red Pulse Odkurzacz workowy

moc | konstrukcja premium | wygodne sprzątanie za pomocą ssawki 2 w 1



- ComfortFit: opracowany z myślą o najwyższych standardach higieny
- Trwałość: testowane na 20 lat* użytkowania
- Optymalna moc do każdego zadania czyszczenia: 4 tryby do wyboru
- Indywidualnie regulowana wysokość i ergonomiczny uchwyt comfort
- Wzornictwo premium ze stylowymi aplikacjami
- Dodatkowy zasięg, mniej zmian gniazd: promień działania 12 m
- -
- Filtr AirClean: wydajna filtracja dla czystego powietrza w pomieszczeniu

* W fazie rozwojowej reklamowanej serii odkurzaczy Guard firma Miele przetestowała modele i kluczowe komponenty przez 750 godzin użytkowania (= 37,5 godziny rocznie) na różnych poziomach wydajności. Więcej informacji: miele.com/20years

EAN: 4002516907954 / Numer materiału: 12851770 /
Stary numer materiału: 41UDF044SEE

General information	
Identyfikator modelu	Guard L1 Red Pulse
Numer materiału producenta	12851770
Numer EAN	4002516907954
Konstrukcja	
Odkurzacz podłogowy z workiem	•
Nazwa handlowa	Guard L1
Typ silnika	PowerLine
Typ produktu	SUDFO
Typ i konstrukcja urządzenia	
Kolor	Rubinowy velvet
Komfort obsługi	
Elektroniczna regulacja siły ssania	Przełączniki nożne +/-
Wyświetlacz wskazań poziomu mocy	•
Rura ssąca	Średnia rura teleskopowa EasySlide
System parkowania na wypadek przerw w odkurzaniu	•
System do przechowywania	dwustronne
Zwijanie kabla Comfort	•
Uchwyt Comfort 2.0	•
Mobilność	
Rolki na stalowych osiach delikatne dla podłóg	•
4-kołowy system jezdny	•
Zasięg w m	12
Długość przewodu w m	8,5
System filtrowania	
Typ worka do odkurzacza	HyClean Pure TU
Objętość worka w l	3,5
Wskaźnik wymiany worka	•
Filtr wylotowy	Filtr AirClean
Filtr ochronny silnika	•
Bezpieczeństwo	
System mocowania ssawki podłogowej i uchwytu	•
Automatyczne pozycjonowanie worka na kurz	•
Ochrona mebli	•
Dane techniczne	
Moc w W	890
Głośność w dB	75,0
Szerokość w mm	500
Wysokość w mm	239
Głębokość w mm	288
Waga w kg	6,6
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Ssawka do tapicerki	•
Ssawka szczelinowa	•
Ssawka pędzlowa	•
Ssawka podłogowa SBD 365-3	•
Worek do odkurzacza HyClean Pure TU	•

Guard L1 Red Pulse

Odkurzacz workowy

moc | konstrukcja premium | wygodne sprzątanie za pomocą ssawki 2 w 1



EAN: 4002516907954 / Numer materiału: 12851770 /

Stary numer materiału: 41UDF044SEE

Kupon na HyClean Pure TU

Voucher na ssawkę podłogową FiberTeQ AllFloor
SBD 380-3

•

•