

ProCare Lab 11 AP - 10 kg

Detergent w proszku, alkaliczny, 10 kg

do uniwersalnego maszynowego czyszczenia szkła i naczyń laboratoryjnych.



- Alkaliczny środek czyszczący o działaniu utleniającym
- Nie zawiera fosforanów, zawiera środki wybielające na bazie tlenu
- Opracowany specjalnie dla myjni-dezynfektorów Miele Professional
- Do stali szlachetnej, przyborów laboratoryjnych, ceramiki i tworzyw sztucznych
- Środek czyszczący w proszku do ręcznego dozowania

EAN: 4029577160203 / Numer materiału: 12960500 /

Stary numer materiału: 62922102V1

Przynależność produktowa	
Myjnie laboratoryjne	•
Wielkokomorowe myjnie laboratoryjne	•
Zastosowania	
Usuwanie krwi	•
Usuwanie resztek organicznych	•
Dozowanie	
Zalecenia dotyczące dozowania na jeden wsad	2-4 g/l (20-40 g/wsad)
Dozowanie ręczne	•
Zalecana twardość wody w mmol/l	0-1,1
Główne obszary zastosowań	
Laboratoria medyczne	•
Laboratoria biologiczne	•
Laboratoria mikrobiologiczne	•
Laboratoria chemiczne	•
Laboratoria wody	•
Laboratoria przemysłu żywnościowego	•
Laboratoria przemysłu kosmetycznego	•
Laboratoria przemysłu naftowego	•
Instytuty serologiczne	•
Przemysł fosforanowy	•
Przemysł farbiarski	•
Laboratoria przemysłu farmaceutycznego	•
Cechy produktu	
Rodzaj mediów	Alkaliczny środek czyszczący
Forma agregatu	Proszek
Składniki	Środek wybielający na bazie tlenu, Środki do spłukiwania końcowego, Krzemiany
Wartość pH przy 20 °C	13,0-14,0
Do tworzyw sztucznych	•
Do stali szlachetnej	•
Do szkła laboratoryjnego	•
Do ceramiki	•
Nie nadaje się do aluminium	•
Nie do metali lekkich i kolorowych	•
Nie do stopów metali lekkich	•
Bez fosfatów	•
Dobre możliwości czyszczenia	•
Ochrona materiałowa	•
Działanie oksydacyjne	•
Wskazówki dot. przechowywania	
Minimalna temperatura przechowywania w °C	0
Maksymalna temperatura przechowywania w °C	25
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	268
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	265

ProCare Lab 11 AP - 10 kg

Detergent w proszku, alkaliczny, 10 kg

do uniwersalnego maszynowego czyszczenia szkła i naczyń laboratoryjnych.



EAN: 4029577160203 / Numer materiału: 12960500 /

Stary numer materiału: 62922102V1

Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	265
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	280
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	270
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	270
Wielkość napełnienia w g	10000
Ciężar brutto w kg	10,50

Deklaracje zgodności, znaki certyfikacyjne

Zgodność GHS/CLP

•