

ProCare Lab 30 P - 12 kg

Środek neutralizujący na bazie kwasu fosforowego, kwasowy, 12 kg.
do maszynowego czyszczenia szkła i naczyń laboratoryjnych.



- Stosować jako środek neutralizujący lub kwasowy środek do czyszczenia wstępnego
- Nie zawiera środków powierzchniowo czynnych
- Opracowany specjalnie dla myjni-dezynfektorów Miele Professional
- Do stali szlachetnej, przyborów laboratoryjnych, ceramiki i tworzyw sztucznych
- Usuwa uporczywe pozostałości rozpuszczalne w kwasach

EAN: 4029577160258 / Numer materiału: 12960770 /

Stary numer materiału: 62928202V1

Przynależność produktowa	
Myjnie laboratoryjne	•
Wielkokomorowe myjnie laboratoryjne	•
Zastosowania	
Usuwanie osadów wapiennych i innych zabrudzeń rozpuszczalnych w kwasach	•
Dozowanie	
Zalecenia dotyczące dozowania na jeden wsad	1-4 ml/l (0,1-0,4%)
Duży otwór na lancę ssącą	•
Automatyczne dozowanie	•
Do zastosowania dla wszystkich twardości wody	•
Główne obszary zastosowań	
Laboratoria medyczne	•
Laboratoria biologiczne	•
Laboratoria mikrobiologiczne	•
Laboratoria chemiczne	•
Laboratoria przemysłu żywnościowego	•
Laboratoria przemysłu kosmetycznego	•
Laboratoria przemysłu naftowego	•
Laboratoria przemysłowe	•
Laboratoria przemysłu farmaceutycznego	•
Cechy produktu	
Rodzaj mediów	Kwaśny środek neutralizujący
Forma agregatu	Płynny koncentrat
Składniki	Fosforan, Kwas fosforowy, Kwas cytrynowy
Wartość pH przy 20 °C	0,7
Do tworzyw sztucznych	•
Do stali szlachetnej	•
Do szkła laboratoryjnego	•
Do ceramiki	•
Nie nadaje się do aluminium	•
Nie do metali lekkich i kolorowych	•
Nie do stopów metali lekkich	•
Bez tensydów	•
Kwaśne czyszczenie wstępne	•
Bardzo dobra spłukiwalność	•
Resztki alkaliczne przeniesione z neutralizacji	•
Wskazówki dot. przechowywania	
Minimalna temperatura przechowywania w °C	-15
Maksymalna temperatura przechowywania w °C	30
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	308
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	191
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	234
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	305
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	200

ProCare Lab 30 P - 12 kg

Środek neutralizujący na bazie kwasu fosforowego, kwasowy, 12 kg.
do maszynowego czyszczenia szkła i naczyń laboratoryjnych.



EAN: 4029577160258 / Numer materiału: 12960770 /

Stary numer materiału: 62928202V1

Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	245
Wielkość napełnienia w g	12000
Ciężar brutto w kg	13,00

Deklaracje zgodności, znaki certyfikacyjne

Zgodność GHS/CLP

•