

E 130  
Innsats  
for optimal plassering av 10 brett.



- Utstyrt med 11 holdere, høyde 170 mm, avstand ca. 35 mm
- Kan settes i underkurven

EAN: 4002511129375 / Materialnummer: 02648950 /  
Gammelt materialnummer: 69513001D

<b>Produktkategori</b>	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Produktkategori</b>	
Innsats for brett/fat	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Støtteavstand i mm	35
Støttehøyde i mm	170
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av brett/fat	•
<b>Kapasitet</b>	
Brett/fat [antall]	10
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nett høyde i mm	180
Utvendig mål, nett bredde i mm	180
Utvendig mål, nett dybde i mm	445
Utvendig mål, brutt høyde i mm	210
Utvendig mål, brutt bredde i mm	210
Utvendig mål, brutt dybde i mm	470
Nettvekt i kg	0,76
Bruttvekt i kg	0,90