


E 328

?

for optimal plassering av stående instrumenter.



- Innsatsen rommer stående instrumenter.

EAN: 4002511117051 / Materialnummer: 02795940 /
Gammelt materialnummer: 69732801D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
Produktkategori	
Annet tilbehør	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	15
Utvendig mål, nettobredde i mm	34
Utvendig mål, nettodybde i mm	145
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	12
Utvendig mål, bruttbredde i mm	80
Utvendig mål, bruttdybde i mm	120
Nettvekt i kg	0,06
Bruttovekt i kg	0,07