

E 338

Innsats

for optimal plassering av opptil 8 brett.



- Egnet for 8 brett
- Kommer med 10 holdere (8 kamre), B 295, D 33 mm
- Maks. brettstørrelse 290 x 30 mm
- Kan settes i over- og underkurven

EAN: 4002511116160 / Materialnummer: 03080600 /
Gammelt materialnummer: 69533801D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Innsats for brett/fat	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Antall kamre	8
Kapasitet	
Brett/fat [antall]	8
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	110
Utvendig mål, nettobredde i mm	305
Utvendig mål, nettodybde i mm	445
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	125
Utvendig mål, bruttbredde i mm	310
Utvendig mål, bruttodybde i mm	500
Nettvekt i kg	0,62
Bruttvekt i kg	0,84