

E 363

Innsats

for optimal plassering av diverse instrumenter.



- Maskevidde 1 mm
- Utstyrt med et deksel
- Kan settes i over- og underkurven

EAN: 4002511116283 / Materialnummer: 03149790 /
Gammelt materialnummer: 69536301D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Instrumentrist	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	55
Utvendig mål, nettobredde i mm	150
Utvendig mål, nettodybde i mm	225
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	80
Utvendig mål, bruttbredde i mm	165
Utvendig mål, bruttodybde i mm	250
Nettvekt i kg	0,62
Bruttovekt i kg	0,71