

E 379

Innsats

for optimal plassering av ulike instrumenter.



- 0,8 mm trådduk, 1,7 mm maskevidde, 5 mm ramme
- Utstyrt med 2 håndtak
- Kan settes i over- og underkurven

EAN: 4002511116450 / Materialnummer: 03203500 /  
Gammelt materialnummer: 69537901D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Instrumentrist	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	110
Utvendig mål, nett bredde i mm	180
Utvendig mål, nett dybde i mm	445
Utvendig mål, brutt høyde i mm	135
Utvendig mål, brutt bredde i mm	235
Utvendig mål, brutt dybde i mm	485
Nettvekt i kg	0,72
Bruttvekt i kg	1,25