

E 378

Innsats

for optimal plassering av ulike instrumenter.



- 0,8 mm trådduk, 1,7 mm maskevidde, 5 mm ramme
- Utstyrt med 2 håndtak
- Kan settes i underkurven

EAN: 4002511116443 / Materialnummer: 03203530 /
Gammelt materialnummer: 69537801D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Annen innsats	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av anestesi-instrumenter	•
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Klargjøring av GYN-instrumenter	•
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	110
Utvendig mål, nett bredde i mm	460
Utvendig mål, nett dybde i mm	460
Utvendig mål, brutto høyde i mm	165
Utvendig mål, brutto bredde i mm	535
Utvendig mål, brutto dybde i mm	560
Nettvekt i kg	1,78
Bruttovekt i kg	2,25