

SD-B  
Injektordyse  
for butyrometre.



- For injektorvogner
- Inkludert gjenger, 4 x 140 mm\*

\* Inkludert gjenger, diameter 4 x 140 mm, pluss sveiset, flat dyse, 1,5 x 100 mm.

EAN: 4002511116955 / Materialnummer: 03583540 /  
Gammelt materialnummer: 69708001D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	0
Utvendig mål, nettobredde i mm	0
Utvendig mål, nettodybde i mm	240
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	12
Utvendig mål, bruttbredde i mm	100
Utvendig mål, bruttodybde i mm	150
Diameter i mm	4
Nettvekt i kg	0,01
Bruttvekt i kg	0,02