


O 175

Overkurv

for optimal plassering av laboratorieglass.



- Egnet for plassering av tranghalsede glass og laboratorieglass
- Plasseringshøyde: 170 mm mm*
- Utstyrt med en tilkobling for varmluftstørking
- Pulverdoserer ikke mulig

* Avhengig av laboratorieglass kan maksimal plasseringshøyde være mindre

EAN: 4002511114876 / Materialnummer: 03807410 /

Gammelt materialnummer: 69117501D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Innsats/modul for tranghalsede glass	•
Injektorkurv	•
Overkurv	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Maksimal plasseringshøyde i mm	170
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Kapasitet	
Tranghalsede glass [antall]	33
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	412
Utvendig mål, nett bredde i mm	475
Utvendig mål, nett dybde i mm	531
Utvendig mål, brutto høyde i mm	270
Utvendig mål, brutto bredde i mm	525
Utvendig mål, brutto dybde i mm	540
Nettvekt i kg	6,30
Bruttovekt i kg	7,20
Tilbehørspakke	
E 351 injektordyse Ø 4 mm, lengde 160 mm [antall]	33
E 353 lås for injektordyse E 351 [antall]	33