

E 106/2

Innsats

for optimal plassering av vidhalsede glass, målesylindere osv.



- utstyrt med 13 store fjærhaker á 175 mm høyde
- Avstanden mellom fjærhakene er ca. 85 mm

EAN: 4002511115699 / Materialnummer: 03808330 /  
Gammelt materialnummer: 69510603D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Innsats/modul for begerglass	•
Innsats/modul for vidhalsede glass	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Klargjøring av målesylindere	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	420
Utvendig mål, nettobredde i mm	180
Utvendig mål, nettodybde i mm	186
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	430
Utvendig mål, bruttbredde i mm	200
Utvendig mål, bruttdybde i mm	200
Nettovekt i kg	0,69
Bruttovekt i kg	0,75