


E 109

Innsats

for optimal plassering av begerglass opptil 250 ml.



- Egnet for 21 begerglass opptil 250 ml
- Utstyrt med 21 x 3 bærebjelker
- Kan settes i over- og underkurven

EAN: 4002511115729 / Materialnummer: 03808360 /
Gammelt materialnummer: 69510901D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Innsats/modul for begerglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Tråd, kunststoffbelagt
Farge	Rustfritt stål, hvit
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Kapasitet	
Begerglass [antall]	21
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	155
Utvendig mål, nett bredde i mm	230
Utvendig mål, nett dybde i mm	460
Utvendig mål, brutto høyde i mm	185
Utvendig mål, brutto bredde i mm	230
Utvendig mål, brutto dybde i mm	490
Nettvekt i kg	1,21
Bruttovekt i kg	1,54