


E 110

Innsats

for optimal plassering av begerglass fra 250 til 600 ml.



- Egnet for 10 begerglass fra 250–600 ml
- Utstyrt med 10 x 3 støtter
- Kan settes i underkurven

EAN: 4002511115736 / Materialnummer: 03808390 /  
Gammelt materialnummer: 69511001D

<b>Produktkategori</b>	
Laborativaskemaskiner	•
Store laborativaskemaskiner	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Produktkategori</b>	
Innsats/modul for begerglass	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål, Tråd, kunststoffbelagt
Farge	Rustfritt stål, hvit
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av laborativglass	•
<b>Kapasitet</b>	
Begerglass [antall]	10
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nett høyde i mm	175
Utvendig mål, nett bredde i mm	230
Utvendig mål, nett dybde i mm	460
Utvendig mål, brutto høyde i mm	250
Utvendig mål, brutto bredde i mm	230
Utvendig mål, brutto dybde i mm	505
Nettvekt i kg	0,83
Bruttovekt i kg	1,35