


E 111

Innsats

for optimal plassering av begerglass, 600 til 1000 ml.



- Egnet for 8 begerglass fra 600–1000 ml
- Utstyrt med 8 x 3 støtter
- Kan settes i underkurven

EAN: 4002511115743 / Materialnummer: 03808420 /

Gammelt materialnummer: 69511101D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Innsats/modul for begerglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Tråd, kunststoffbelagt
Farge	Rustfritt stål, hvit
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Kapasitet	
Begerglass [antall]	8
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	205
Utvendig mål, nett bredde i mm	230
Utvendig mål, nett dybde i mm	460
Utvendig mål, brutt høyde i mm	230
Utvendig mål, brutt bredde i mm	250
Utvendig mål, brutt dybde i mm	480
Nettvekt i kg	0,96
Bruttvekt i kg	1,10