


E 124

Innsats

for optimal plassering av infusjonsflasker. Overflatemål 100 x 100 mm.



- 16 kamre, flatemål: 100 x 100 mm (flaske), 48 x 48 mm (hals)
- Kan settes i underkurven

EAN: 4002511115811 / Materialnummer: 03808500 /  
Gammelt materialnummer: 69512401D

<b>Produktkategori</b>	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategori</b>	
Innsats for ulike flasker	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Antall kamre	16
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av OP-instrumenter	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	148
Utvendig mål, nettobredde i mm	460
Utvendig mål, nettodybde i mm	460
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	170
Utvendig mål, bruttbredde i mm	480
Utvendig mål, bruttdybde i mm	480
Nettvekt i kg	1,44
Bruttvekt i kg	1,80